

SFIGMO RI-SAN RIESTER - azzurro



SFIGMO RI-SAN® - azzurro - senza lattice

Sfigmomanometro di alta qualità dal design ergonomico, con valvola di sfiato dell'aria regolabile tramite un pratico pulsante.

- bracciale calibrato in nylon con velcro
- pera per gonfiare il bracciale priva di lattice
- tubo di collegamento nella parte superiore del manometro per un utilizzo senza intralci
- un microfiltro protegge la valvola di sfiato e il meccanismo di misurazione
- membrana speciale in rame-berillio temprato anti-invecchiamento
- il movimento preciso garantisce misurazioni affidabili
- la membrana può essere pressurizzata fino a 600 mmHg senza intaccare la calibrazione

Made in Germany.

Quadrante facilmente leggibile Ø 64, 0-300 mmHg, ± 3 mmHg

Valvola di sfiato estremamente sensibile, precisa e anti-usura

Adatto per utenti destrorsi o mancini