

SFIGMO SHOCK-PROOF R1 con bracciale monopezzo - 1250-150



SFIGMO SHOCK-PROOF R1 con bracciale monopezzo - 1250-150

Sfigmo di precisione e lunga durata.

- antishock fino ad un'altezza di 120 cm
- base della valvola e condotto aria con valvola di precisione in metallo
- struttura a due componenti in ABS
- raccordo del tubo in metallo, posizionato all'estremità del dispositivo per facilitare il cambio di bracciale e garantire un livello di ergonomia superiore
- tolleranza massima di errore ± 3 mmHg
- borsa con cerniera in dotazione

La valvola di sfiato si apre senza resistenza e l'utilizzo risulta preciso e pratico

Quadrante: Ø 52 mm nero con lancetta rossa fluorescente

Pera ergonomica per insufflazione rapida grazie al manico integrato

Peso: 173 g

Made in Germany.