

SFIGMO NEW DALLAS - su carrello



SFIGMOMANOMETRO DALLAS - su carrello

Provisto di cestello posteriore in plastica e carrello regolabile in altezza, con 5 rotelle di plastica Ø 5 cm.

Tutti gli sfigmomanometri DALLAS sono dotati di quadrante molto grande (Ø 147 mm) per una lettura facilitata, bracciale in nylon nero con anello a D e polmone in lattice a 2 tubi per adulti.

Scala 0-300 mmHg.

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

Cestello posteriore in plastica per riporre il bracciale

Tubo a spirale in PVC (1,8 m)

Valvola di rilascio aria a doppio uso

Altezza regolabile 95 - 135 cm

5 rotelle con freno