

SFIGMO HEINE "G5" - con borsetta



SFIGMO HEINE G5® - manometro in plastica - M-000.09.230

Con la linea G5 Heine latex free, GIMA propone sfigmo aneroidi di altissima qualità.

Un design moderno e funzionale combinato con un'eccezionale durata e precisione di misurazione fanno di Heine G5 degli strumenti ideali per l'utilizzo clinico ed ambulatoriale di lungo termine.

- latex free
- struttura robusta antiurto
- struttura molto resistente costruita con materiali

che assorbono gli urti, frutto della tecnologia di stampa a iniezione - micro-filtro per proteggere la valvola e il manometro

- monopalla di grandi dimensioni per velocizzare il gonfiaggio

Garanzia: 5 anni

Tubo 80 cm

Bracciale 58x14 cm

Il cucchiaino sulla pera può essere impostato sia per gli utenti destri che mancini

Con borsetta HEINE alta qualità

Made in Germany.