

SFIGMO HEINE "G7" - con borsetta



-SFIGMO HEINE G7® - manometro in alluminio - M-000.09.232

Con la linea G7 Heine latex free, GIMA propone sfigmo aneroidi di altissima qualità.

Un design moderno e funzionale combinato con un'eccezionale durata e precisione di misurazione fanno di Heine G7 degli strumenti ideali per l'utilizzo clinico ed ambulatoriale di lungo termine.

- latex free

- struttura robusta antiurto

- struttura molto resistente costruita con materiali

che assorbono gli urti, frutto della tecnologia di stampa a iniezione - micro-filtro per proteggere la valvola e il manometro

- monopalla di grandi dimensioni per velocizzare il gonfiaggio

Garanzia: 10 anni

Tubo 80 cm

Bracciale 58x14 cm

Il cucchiaino sulla pera può essere impostato sia per gli utenti destri che mancini

Con borsetta HEINE alta qualità

Made in Germany.