

SFIGMO BIG BEN - carrello - adulti, bracciale componente unico



BIG BEN® RIESTER - carrello Ø 54 cm - bracciale pezzo unico adulti

Sfigmomanometro aneroide in plastica resistente, con quadrante grande (147 mm) e lancetta bianca su quadrante nero per una lettura facilitata delle misurazioni da 0 a 300 mmHg.

Cestello posteriore per riporre il bracciale dopo l'uso.

Bracciale nero a 2 tubi con chiusura velcro 2 tubes e tubo a spirale lungo. Senza lattice.

Altezza regolabile 90-140 cm

Nuovo carrello Ø 54 cm

Made in Germany