

SFIGMO BIG BEN - rotaia



BIG BEN® RIESTER - rotaia (morsetto cod. 32766 e rotaia esclusi)

Sfigmomanometro aneroide in plastica resistente, con quadrante grande (147 mm) e lancetta bianca su quadrante nero per una lettura facilitata delle misurazioni da 0 a 300 mmHg.

Cestello posteriore per riporre il bracciale dopo l'uso.

Bracciale nero a 2 tubi con chiusura velcro 2 tubes e tubo a spirale lungo. Senza lattice.

Made in Germany