

SFIGMO DAYTON da tavolo



SFIGMO DAYTON - tavolo/parete

Fornito con ampio quadrante (Ø 113 mm) per una lettura facilitata.

Cesto con maniglia per un trasporto agevolato.

Bracciale in nylon con anello a D. Fissaggio a muro.

Dimensioni: 130x130x135 mm - Peso: 180 g.

Intervallo di misura: 0-300 mmHg \pm 3 mmHg.y

Ampio cestello con maniglia per il bracciale

Monopalla e polmone in PVC

SENZA LATTICE