

SFIGMO DALLAS da parete



SFIGMOMANOMETRO DALLAS - da parete

Provvisto di cestello posteriore in plastica per riporre il bracciale.

Provvisto di cestello posteriore in plastica e carrello regolabile in altezza, con 5 rotelle di plastica Ø 5 cm.

Tutti gli sfigmomanometri DALLA S sono dotati di quadrante molto grande (Ø 150 mm) per una lettura facilitata, bracciale calibrato in nylon nero e sistema di gonfiaggio e polmone in lattice di qualità.

Scala 0-300 mmHg.

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.

Lo sfigmomanometro Dallas da parete è un dispositivo professionale per la misurazione della pressione arteriosa, progettato per ambienti sanitari come ospedali, cliniche, ambulatori e studi medici. Grazie al fissaggio a parete, offre praticità operativa e consente di

mantenere sempre il dispositivo facilmente accessibile durante le visite e i controlli clinici.

Questo modello è dotato di quadrante di grandi dimensioni da 150 mm che garantisce una lettura chiara e immediata dei valori pressori. Il sistema di gonfiaggio con pompetta e pallone in lattice di qualità assicura precisione e affidabilità durante l'utilizzo quotidiano.

Lo sfigmomanometro Dallas include un pratico cestello posteriore in plastica per riporre il bracciale e mantenere l'area di lavoro ordinata. Il bracciale calibrato in nylon nero contribuisce a garantire comfort e accuratezza durante la misurazione della pressione.

Grazie alla struttura robusta e all'utilizzo intuitivo, questo sfigmomanometro da parete rappresenta una soluzione ideale per il monitoraggio professionale della pressione arteriosa in contesti medicali e sanitari.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve lo sfigmomanometro Dallas?

Serve per la misurazione della pressione arteriosa.

Questo modello è da parete?

Sì, è progettato per installazione a parete.

Il quadrante è facilmente leggibile?

Sì, dispone di quadrante grande da 150 mm.

Il prodotto include il bracciale?

Sì, include un bracciale calibrato in nylon nero.

È adatto ad uso professionale?

Sì, è indicato per ospedali, ambulatori e studi medici.

Sfigmomanometro Dallas da parete con quadrante grande da 150 mm e bracciale calibrato.

Misuratore pressione professionale per ambulatori e ospedali.