

## SFIGMO DALLAS da parete



SFIGMOMANOMETRO DALLAS - da parete

Provvisto di cestello posteriore in plastica per riporre il bracciale.

Provvisto di cestello posteriore in plastica e carrello regolabile in altezza, con 5 rotelle di plastica Ø 5 cm.

Tutti gli sfigmomanometri DALLA S sono dotati di quadrante molto grande (Ø 150 mm) per una lettura facilitata, bracciale calibrato in nylon nero e sistema di gonfiaggio e polmone in lattice di qualità.

Scala 0-300 mmHg.

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.