

SFIGMO EXACTA



SFIGMO EXACTA®

Modello di sfigmomanometro a due tubi, di alta qualità e precisione, con corpo in metallo nero laccato

- precisione di lunga durata grazie al sistema di misurazione anti-invecchiamento resistente alla pressione fino a 600 mmHg
- morsetto metallico per fissare il manometro al bracciale
- valvola di sfiato anti-usura con regolazione di precisione
- un microfiltro protegge la valvola di sfiato e il meccanismo di misurazione
- quadrante lineare Ø 49 mm da 0 a 300 mmHg
- pera in lattice per gonfiare il bracciale
- tolleranza massima di errore ± 3 mmHg

Custodia in vinile con cerniera in dotazione.

Made in Germany.