

SFIGMO E-MEGA - nero - adulti



SFIGMO E-MEGA® - nero - adulti

Bracciale con polmone integrato disinfettabile e senza lattice.

- gonfiaggio rapido del bracciale grazie all'ergonomica forma a cucchiaio
- precisione nel tempo grazie alla membrana speciale in rame-berillio temprato, componente di precisione per una resistenza alla pressione fino a 600 mmHg
- tolleranza massima di errore ± 3 mmHg
- confortevole, valvola di sfiato anti-usura con regolazione di precisione

Made in Germany.

Superficie liscia facile da disinfettare

Quadrante ampio Ø 63 mm

Custodia con cerniera in dotazione