

SFIGMO PRECISA N RIESTER CON STETOSCOPIO - plastica/metallo - 1 tubo



PRECISA® N con stetoscopio - plastica/metallo - 1 tubo

Sfigmomanometri affidabili e di alta qualità, con una precisione durevole.

- un microfiltro protegge la valvola di sfiato e il meccanismo di misurazione
- membrana speciale in rame-berillio temprato, precisa e anti-invecchiamento
- membrana resistente alla pressione fino a 600 mmHg
- base della valvola in metallo
- manico ergonomico a forma di cucchiaino in acciaio inox
- quadrante lineare in plastica/metallo, scala da 0 a 300 mmHg (facilmente leggibile)

Forniti con bracciale di nylon calibrato e con chiusura velcro, in borsa di similpelle.

Made in Germany.