

SFIGMO PRECISA N RIESTER - alluminio - 2 tubi



PRECISA® N - alluminio - 2 tubi

Sfigmomanometri affidabili e di alta qualità, con una precisione durevole.

- un microfiltro protegge la valvola di sfiato e il meccanismo di misurazione
- membrana speciale in rame-berillio temprato, precisa e anti-invecchiamento
- membrana resistente alla pressione fino a 600 mmHg
- base della valvola in metallo
- manico ergonomico a forma di cucchiaino in acciaio inox
- quadrante lineare in alluminio inclinato da 0 a 300 mmHg (facilmente leggibile)

Forniti con bracciale di nylon calibrato e con chiusura velcro, in borsa di similpelle.

Made in Germany.