

RIESTER SPHYGMOTENSIOPHONE - 1380



SPHYGMOTENSIOPHONE - 1380

Sfigmomanometro a due tubi estremamente preciso, con funzionalità perfezionate.

Bracciale per adulti in cotone di qualità con finiture in pelle artificiale, dotato di clip metallica con cui il bracciale può essere tirato.

Custodia in nylon con cerniera in dotazione.

- valvola di sfiato anti-usura con regolazione di precisione
- un microfiltro protegge la valvola di sfiato e il meccanismo di misurazione
- membrana in rame-berillio temprato antiinvecchiamento
- membrana resistente alla pressione fino a 600g mmHg
- tolleranza massima di errore ± 3 mmHg
- quadrante facilmente leggibile Ø 49 mm da 0 a 300 mmHg

Made in Germany.