

BRACCIALE NEONATI PREMIUM + POLMONE IN TPU 1 TUBO



BRACCIALI PREMIUM grigio scuro - nylon - polmone TPU - chiusura velcro

Realizzati in nylon 210D di alta qualità.

Prova di durata fino a 10.000 cicli.

- Bracciale 1 tubo per Sirio, London, Boston, Roma 1T, Tokyo, Madrid, Ri-san, Precisa, Minimus...

- Modello: Neonati

- Dim. cm: 5,5x18,5

- Circonferenza braccio: 9,5 - 13,5 cm