

BRACCIALE NEONATI PREMIUM + POLMONE IN TPU 2 TUBI



BRACCIALI PREMIUM grigio scuro - nylon - polmone TPU - chiusura velcro

Realizzati in nylon 210D di alta qualità.

Prova di durata fino a 10.000 cicli.

- Bracciale 2 tubi per Minor, Yton line, Roma 2T, Dallas, Big Ben, Empire, Dayton...

- Modello: Neonati

- Dim. cm: 5,5x18,5

- Circonferenza braccio: 9,5 - 13,5 cm