

## **COSCIALE PREMIUM + POLMONE 2 TUBI - 83x21 cm**



BRACCIALI PREMIUM grigio scuro - nylon - polmone TPU - chiusura velcro

Realizzati in nylon 210D di alta qualità.

Prova di durata fino a 10.000 cicli.

- Bracciale 2 tubi per Minor, Yton line, Roma 2T, Dallas, Big Ben, Empire, Dayton...

- Modello: Cosciale

- Dim. cm: 82x21,5

- Circonferenza braccio: 40,6 - 66 cm