


PRESS SAN - GUAINA IGIENICA SFIGMOMANOMETRI conf. 10 pz.



PRESSAN® PROTEZIONE IGIENICA PER SFIGMOMANOMETRI - conf. da 10

Un accessorio pratico e igienico per proteggere la pelle dei pazienti durante l'utilizzo dello sfigmomanometro.

Materiale: tessuto non tessuto bianco.

Garantisce comfort e igiene.

Adatto a tutti i tipi di sfigmomanometro o holter pressorio.

Made in Italy.