

BRACCIALE ERKA SUPERB DOPPIO TUBO - pediatrico - verde



BRACCIALI ERKA GREEN SUPERB RAPID 2 TUBI UNITI

- Ragazzi
- Codice Erka: 025-26482
- Colore: verde
- Dimensioni: 40 x 11,6 cm
- Circonferenza: 20,5 - 28 cm

Compatibilità: Perfect Aneroid e Profi

I bracciali Superb sono facili da disinfettare e pulire, avendo una superficie impermeabile. I bracciali sono comodi e sono costituiti da una copertura e da un polmone gonfiabile removibile. Morbidissima banda adesiva e felpata sul bracciale. Realizzati in durevole PU tedesco brevettato. Ottimali per misurare la pressione sanguigna grazie alla distribuzione della pressione e ai valori estremamente precisi. Senza PVC, DEHP e lattice. Disponibili in varie misure con 1 tubo, 2 tubi o 2 tubi uniti.

Made in Germany.