

BRACCIALE PREMIUM BEBÈ + POLMONE 1 TUBO IN TPU



BRACCIALI PREMIUM grigio scuro - nylon - polmone TPU - chiusura velcro

Realizzati in nylon 210D di alta qualità.

Prova di durata fino a 10.000 cicli.

- Bracciale 1 tubo per Sirio, London, Boston, Roma 1T, Tokyo, Madrid, Ri-san, Precisa, Minimus...

- Modello: Bebè

- Dim. cm: 7,5x26

- Circonferenza braccio: 13 - 19 cm