

## BRACCIALE PREMIUM PEDIATRICO + POLMONE 2 TUBI IN TPU



BRACCIALI PREMIUM grigio scuro - nylon - polmone TPU - chiusura velcro

Realizzati in nylon 210D di alta qualità.

Prova di durata fino a 10.000 cicli.

- Bracciale 2 tubi per Minor, Yton line, Roma 2T, Dallas, Big Ben, Empire, Dayton...
- Modello: Bambini
- Dim. cm: 11x34,5
- Circonferenza braccio: 19 - 27 cm