

## COSCIALE 1 PEZZO + 2 TUBI



BRACCIALI IN NYLON CON POLMONE INTEGRATO - latex free

- riutilizzabili fino a 10?000 volte
- evitano contaminazioni crociate
- lavabili fino a 60 °C
- morbidi sulla pelle
- disinfettabili con alcool/etanolo
- conformi a ISO 105 E01
- Bracciale 2 tubi per Minor, Yton line, Roma 2T, Dallas, Big Ben, Empire, Dayton...
- Modello: Cosciale
- Dimensioni: 20x83 cm
- Circonferenza braccio: 40,6 - 66,5 cm