

BRACCIALE ERKA SUPERB GREEN 1 TUBO - neonato - grigio



BRACCIALI ERKA GREEN SUPERB RAPID 1 TUBO

- Neonati
- Codice Erka: 025-28493
- Colore: grigio
- Dimensioni: 21,5 x 6,6 cm
- Circonferenza: 10 - 15 cm

Compatibilità: Switch e Kobold

I bracciali Superb sono facili da disinfettare e pulire, avendo una superficie impermeabile. I bracciali sono comodi e sono costituiti da una copertura e da un polmone gonfiabile removibile. Morbidissima banda adesiva e felpata sul bracciale. Realizzati in durevole PU

tedesco brevettato. Ottimali per misurare la pressione sanguigna grazie alla distribuzione della pressione e ai valori estremamente precisi. Senza PVC, DEHP e lattice. Disponibili in varie misure con 1 tubo, 2 tubi o 2 tubi uniti.

Made in Germany.