

BRACCIALE ERKA SUPERB 1 TUBO - pediatrico - grigio



BRACCIALI ERKA GREEN SUPERB RAPID 1 TUBO

Compatibilità: Switch e Kobold

I bracciali Superb sono facili da disinfettare e pulire, avendo una superficie impermeabile. I bracciali sono comodi e sono costituiti da una copertura e da un polmone gonfiabile removibile. Morbidissima banda adesiva e felpata sul bracciale. Realizzati in durevole PU tedesco brevettato. Ottimali per misurare la pressione sanguigna grazie alla distribuzione della pressione e ai valori estremamente precisi. Senza PVC, DEHP e lattice. Disponibili in varie misure con 1 tubo, 2 tubi o 2 tubi uniti.

Made in Germany.

- Bambini
- Codice Erka: 025-27493

- Colore: grigio
- Dimensioni: 30,3 x 9,1 cm
- Circonferenza: 14 - 21,5 cm