

## **BRACCIALE ERKA SUPERB GREEN 2 TUBI - adulto L - verde per ERKA VARIO**



### **BRACCIALI ERKA GREEN SUPERB RAPID 2 TUBI**

- Adulti large
- Codice Erka: 025-24481
- Colore: verde
- Dimensioni: 56 x 17,5 cm
- Circonferenza: 34 - 43 cm

Compatibilità: Vario

I bracciali Superb sono facili da disinfettare e pulire, avendo una superficie impermeabile. I bracciali sono comodi e sono costituiti da una copertura e da un polmone gonfiabile removibile. Morbidissima banda adesiva e felpata sul bracciale. Realizzati in durevole PU tedesco brevettato. Ottimali per misurare la pressione sanguigna grazie alla distribuzione della pressione e ai valori estremamente precisi. Senza PVC, DEHP e lattice. Disponibili in varie misure con 1 tubo, 2 tubi o 2 tubi uniti.

Made in Germany.