

OMRON PROFESSIONAL HEM-907



Misuratore di pressione professionale progettato per uso clinico in ambienti professionali

- Precisione 'Gold Standard'

- Convalidato secondo protocolli internazionali:

1. Associazione per la promozione della Strumentazione Medica (AAMI)

2. Società Europea di Ipertensione

- Protocollo Internazionale (ESH - IP)

- Tecnologia Intellisense

- Indicatore polso irregolare

3. Modalità di funzionamento: modalità singola misurazione, modalità valore medio, modalità manuale (auscultazione)

Fornito con batteria, bracciale adulti (22-32 cm), alimentatore.

Made in Japan.

Metodo: oscillometrico

Intervallo di misurazione: pressione: 0-299 mmHg \pm 3 mmHg o 2%

Frequenza del polso: 30-199 pulsazioni/minuto \pm 5 % del rilevamento

Gonfiaggio: Gonfiaggio automatico a pompa

Sgonfiaggio: Sgonfiaggio automatico con valvola di controllo elettromagnetica

Rilascio dell'aria Rilascio dell'aria veloce automatico con valvola di controllo elettromagnetica

Rilevazione della pressione: sensore di pressione semiconduttore con capacità elettrostatica

Alimentazione: Adattatore CA (230 VCA, 50 Hz, 20 VA)

Batteria (4,8 VCC, 6W)

Sistema di protezione contro scosse elettriche: Classe II tipo B

Dimensioni: 139x203x131 mm

Peso: circa 910 g

Conforme a: EN 1060, EN 60601-1-1 2007