

BORSA PER ECG CONTEC 33220/33221/3222



BORSA CONTEC 39 x 29 x 14 cm

Modelli 33220/33221/33222

La borsa per ECG 33220/1/2 è un accessorio progettato per il trasporto e la protezione degli elettrocardiografi compatibili Contec. Realizzata con materiali resistenti e leggeri, consente di trasportare in sicurezza il dispositivo ECG e i relativi accessori durante visite domiciliari, attività ambulatoriali o interventi in mobilità.

Grazie alla struttura compatta e alla pratica tracolla, la borsa permette di organizzare facilmente il dispositivo e mantenerlo protetto da urti, polvere e piccoli agenti esterni. Le dimensioni interne sono studiate per adattarsi agli elettrocardiografi portatili Contec della serie compatibile, offrendo uno spazio adeguato anche per cavi, accessori e componenti necessari per l'utilizzo del dispositivo.

Questa borsa rappresenta una soluzione pratica per medici, infermieri e operatori sanitari che necessitano di trasportare l'ECG in modo ordinato e professionale. Ideale per l'utilizzo in

ambito domiciliare, ambulatoriale o durante attività di monitoraggio cardiaco fuori struttura.

Caratteristiche principali

Borsa di trasporto per elettrocardiografi Contec

Struttura resistente e leggera

Tracolla per trasporto comodo

Protezione da urti e polvere

Ideale per attività ambulatoriale e visite domiciliari

Dimensioni circa 39 × 29 × 14 cm

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve questa borsa per ECG?

Serve per trasportare e proteggere gli elettrocardiografi portatili e i relativi accessori.

È compatibile con dispositivi Contec?

Sì, è progettata per modelli ECG compatibili della serie Contec.

È adatta per uso domiciliare o ambulatoriale?

Sì, è pensata proprio per il trasporto del dispositivo durante visite domiciliari o attività ambulatoriali.

La borsa include il dispositivo ECG?

No, la borsa è venduta come accessorio e non include l'elettrocardiografo.

È facile da trasportare?

Sì, grazie alla tracolla e alla struttura compatta è pratica e comoda da portare.

Borsa per ECG Contec modelli 33220/33221/33222 resistente e compatta con tracolla.

Ideale per trasporto e protezione di elettrocardiografi portatili e accessori medicali.