


## MONITOR ECG PORTATILE DUOEK S



### MONITOR ECG PORTATILE DuoEK™ S

Monitor ECG portatile per misurazioni e analisi istantanee. Compatto e leggero, esegue facilmente controlli ECG professionali in qualsiasi momento e luogo.

3 derivazioni: mano-mano, mano-gamba e toracica.

- schermo oLEd per immagini ECG chiare
- misurazione con un solo pulsante
- 500 misurazioni con una sola ricarica

Adatto per persone con stress elevato, orari irregolari, patologie cardiache e disturbi cardiaci (palpitazioni, panico, vertigini, oppressione toracica e così via).

App ViHealth gratuita su iOS e Android

È possibile caricare automaticamente i dati e condividere con il medico il referto in formato Pdf.

Fornito con caricatore e manuale multilingue (GB, FR , IT, ES, DE).

---

## **FAQ - Domande e Risposte**

### **Serve uno smartphone per usarlo?**

*No, può funzionare anche autonomamente, ma l'app migliora l'analisi dei dati.*

### **È adatto per uso domestico?**

*Sì, è progettato anche per utenti non professionisti.*

### **Cosa misura?**

*Registra il tracciato ECG per il monitoraggio dell'attività cardiaca.*

### **I dati si possono condividere?**

*Sì, tramite app è possibile inviare i risultati al medico.*

### **È ricaricabile?**

*Sì, è dotato di batteria ricaricabile integrata.*

- Lunghezza ECG: registrazione da 30 secondi a 5 minuti
- Intervallo frequenza cardiaca: 30 - 250 bpm
- Alimentazione: batteria ai polimeri di litio ricaricabile (500 misurazioni)
- Tempo di ricarica: 2-3 ore
- Schermo: schermo oLEd 0,96"
- Connessione: connettore micro-USb
- Wireless: bluetooth 4.0 bLE

### **Memoria integrata:**

- 10 sessioni per ECG < 1 minuto

- 4 sessioni per ECG di 5 minuti

### **Memoria su App: illimitata**

Dimensioni - peso: 92x32x8,2 mm - 26,8 g