


## MONITOR ECG PORTATILE DUOEK S



### MONITOR ECG PORTATILE DuoEK™ S

Monitor ECG portatile per misurazioni e analisi istantanee. Compatto e leggero, esegue facilmente controlli ECG professionali in qualsiasi momento e luogo.

3 derivazioni: mano-mano, mano-gamba e toracica.

- schermo oLEd per immagini ECG chiare

- misurazione con un solo pulsante

- 500 misurazioni con una sola ricarica

Adatto per persone con stress elevato, orari irregolari, patologie cardiache e disturbi cardiaci (palpitazioni, panico, vertigini, oppressione toracica e così via).

App ViHealth gratuita su iOS e Android

È possibile caricare automaticamente i dati e condividere con il medico il referto in formato Pdf.

Fornito con caricatore e manuale multilingue (GB, FR , IT, ES, DE).

Lunghezza ECG: registrazione da 30 secondi a 5 minuti

Intervallo frequenza cardiaca: 30 - 250 bpm

Alimentazione: batteria ai polimeri di litio ricaricabile (500 misurazioni)

Tempo di ricarica: 2-3 ore

Schermo: schermo oLEd 0,96"

Connessione: connettore micro-USb

Wireless: bluetooth 4.0 bLE

Memoria integrata:

- 10 sessioni per ECG < 1 minuto

- 4 sessioni per ECG di 5 minuti

Memoria su App: illimitata

Dimensioni - peso: 92x32x8,2 mm - 26,8 g