

GEL DI CAVITAZIONE KONIX - bottiglia da 1 litro conf. 18 pz.



GEL COSMETICO KONIX PER LASER E CAVITAZIONE

- Gel cosmetico gel
- bottiglia 1 l
- conf. da 18

Il gel per laser e cavitazione riduce il fastidio della depilazione e aumenta la longevità del dispositivo rinfrescandone la testina e il vetro.

Grazie alla speciale tecnologia di produzione, alle sue sostanze attive e alla grande viscosità, preserva la sonda da danni.

Non viene alterato dal sale corporeo durante l'uso e garantisce un'applicazione facile.

Caratteristiche tecniche: ipoallergenico, non irrita la pelle, si scioglie nell'acqua e si rimuove facilmente. Non contiene sostanze oleose, formaldeide e sale. Atossico e inodore.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve il gel di cavitazione KONIX?

È utilizzato per trattamenti a ultrasuoni, cavitazione ed elettromedicali estetici.

Il gel è compatibile con apparecchiature professionali?

Sì, è indicato per dispositivi professionali a ultrasuoni e cavitazione.

Lascia residui sulla pelle?

No, è idrosolubile e si rimuove facilmente con acqua.

Può irritare la pelle?

No, è ipoallergenico e formulato per essere delicato sulla pelle.

Quante bottiglie contiene la confezione?

La confezione contiene 18 bottiglie da 1 litro.

Gel di cavitazione KONIX professionale da 1 litro per ultrasuoni ed elettromedicali.

Confezione da 18 pezzi, alta viscosità, ipoallergenico e idrosolubile.