

GEL DI CAVITAZIONE KONIX - sacca da 5 litri conf. 2 pz.



GEL COSMETICO KONIX PER LASER E CAVITAZIONE

- Gel cosmetico gel
- sacca 5 l
- conf. da 2 (include 1 bottiglia vuota da 250 ml e 1 beccuccio per ricarica)

Il gel per laser e cavitazione riduce il fastidio della depilazione e aumenta la longevità del dispositivo rinfrescandone la testina e il vetro.

Grazie alla speciale tecnologia di produzione, alle sue sostanze attive e alla grande viscosità, preserva la sonda da danni.

Non viene alterato dal sale corporeo durante l'uso e garantisce un'applicazione facile.

Caratteristiche tecniche: ipoallergenico, non irrita la pelle, si scioglie nell'acqua e si rimuove facilmente. Non contiene sostanze oleose, formaldeide e sale. Atossico e inodore.