

ECG PALMARE CARDIO B Bluetooth + software



CARDIO-B con Bluetooth per trasmissione wireless. Compatibile con Android per scaricare i dati su smartphone o tablet, disponibili su richiesta protocolli di comunicazione.

ECG PALMARE: prodotto indicato per i medici di base o del lavoro o per l'utilizzo domiciliare da parte di utenti che potrebbero essere affetti da malattie cardiovascolari come l'ipertensione e patologie alle arterie coronarie. Il dispositivo consente il monitoraggio giornaliero dello stato cardiaco. Le misurazioni possono essere memorizzate e usate come referenza per applicazioni cliniche.

L'ECG può essere rilevato in quattro modi: sul palmo, gamba, petto o attraverso la classica misurazione con cavo ed elettrodi.

- compatto, portatile e facile da usare
- 30 secondi di tracciato + misurazioni
- memoria: 1200 ECG. Possono essere salvate 10 ore di tracciato continuo
- analisi e report di 17 tipi
- interfaccia USB 2.0 con cavo opzionale e software per PC

- possibile misurazione tramite cavo ECG opzionale

Fornito con manuale e scatola multilingue (GB, FR, IT, ES).

- Ampiezza di banda ECG: 1 Hz - 40 Hz
- Range di misurazione pulsazioni 30 - 240 bpm \pm 2 bpm
- Display LCD: 240 x 160 a matrice di punti
- Dimensioni display: 57,6 x 40 mm
- Alimentazione: 2 pile AAA
- Dimensioni: 125 x 70 x 21,5 mm
- Peso: 106 g