

## **GEL ECG - sacca da 5 litri conf. 2 pz.**



GEL ECG - 2 sacche da 5 lt

(Include 1 flacone vuoto da 250 ml e 1 beccuccio per una facile ricarica)

Da utilizzare con elettrodi senza gel, durante esami sotto sforzo. Permette un agevole trasferimento delle onde al dispositivo. Ipoallergenico, non irrita la pelle e non contiene olio o sostanze oleose. Non presenta formaldeide o sale, ed è atossico ed inodore.