

SPRAY DETERGENTE SONDE ULTRASUONI - 250 ml



SPRAY DETERGENTE SONDE ULTRASUONI - 250 ml

Rimuove dalla superficie delle sonde i depositi di gel, garantendo una migliore immagine, migliori prestazioni e una vita più lunga.

Grazie ai suoi agenti pulenti, impedisce il passaggio dei batteri da paziente a paziente, assicurando grande igiene.

Privo di alcool.

Lo Spray Detergente per Sonde Ultrasuoni da 250 ml è una soluzione specifica studiata per la pulizia e l'igiene delle sonde ecografiche e delle superfici utilizzate durante esami diagnostici ad ultrasuoni. La formulazione aiuta a rimuovere efficacemente residui di gel e impurità, contribuendo a mantenere elevate prestazioni diagnostiche e una maggiore durata delle apparecchiature.

Grazie alla sua azione detergente delicata ma efficace, il prodotto migliora la qualità dell'immagine ecografica e aiuta a preservare le superfici delle sonde nel tempo. È indicato

per utilizzo in ambulatori, studi medici, centri diagnostici, ospedali e strutture sanitarie dove è fondamentale garantire igiene e sicurezza tra un paziente e l'altro.

La formula priva di alcool permette una pulizia sicura delle superfici sensibili senza aggressioni ai materiali. I suoi agenti pulenti contribuiscono inoltre a ridurre il rischio di contaminazioni batteriche, migliorando gli standard igienici dell'ambiente sanitario.

Il pratico flacone spray da 250 ml consente un'applicazione semplice, rapida e uniforme durante le operazioni quotidiane di pulizia delle apparecchiature medicali.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve questo spray detergente?

Serve per pulire sonde ecografiche e superfici utilizzate negli esami ad ultrasuoni.

Rimuove il gel ecografico?

Sì, elimina efficacemente residui di gel e impurità.

Contiene alcool?

No, la formula è priva di alcool.

È adatto ad ambienti sanitari?

Sì, è indicato per studi medici, ospedali e centri diagnostici.

Aiuta a mantenere l'igiene delle sonde?

Sì, contribuisce a ridurre il rischio di contaminazioni batteriche.

Spray detergente per sonde ultrasuoni 250 ml senza alcool.

Ideale per pulizia sonde ecografiche e rimozione residui di gel in ambienti sanitari.