



GEL ULTRASUONI TRASPARENTE - sacca 5 litri conf. 2 pz.



GEL GIMA PER ULTRASUONI

- Gel ultrasuoni
- sacca 5 l
- trasparente
- conf. da 2 (include 1 bottiglia vuota da 250 ml e 1 beccuccio)

Ipoallergenico, solubile in acqua, adatto per ecografie, doppler e defibrillatori.

Assicura la propagazione corretta e continua delle onde ultrasonore allo schermo dell'apparecchio.

Privo di sale, formaldeide e fragranze.