

## **BOCCAGLI PEDIATRICI - monouso conf. 250 pz.**



Bocchagli monouso di carta, adatti alla maggior parte delle marche di spirometri e misuratori di picco di flusso. Sono confezionati singolarmente in un sacchetto trasparente.

- Materiale: carta
- Dimensioni (Ø int x Ø est x h): 2,0 x 2,2 x 6 cm (pediatrico)
- Da utilizzare con i codici: 33431, 33433, 33471-2, 33510, 33512-14, 33518-22, 33528-32, 33534
- Compatibile con: Micromedical, Vitalograph, Mir