

STRINGINASO - gomma - large conf. 100 pz.



STRINGINASO - gomma grande - 70x45 mm - busta da 100

Stringinaso Gima monouso con cuscinetti in gomma o in schiuma, per evitare che i pazienti inspirino o espirino attraverso il naso durante la spirometria.

La tensione tiene fermo il dispositivo, mentre i cuscinetti in gomma o in schiuma offrono il massimo confort.

Realizzati in termoplastica, privi di lattice.

Gli stringinaso in gomma sono disponibili in 2 misure: standard o grande.

Made in Italy.