

TURBINA MONOUSO MIR con boccaglio integrato conf. 60 pz.



TURBINA MONOUSO CON BOCCAGLIO INTEGRATO

Codice MIR: 910004

Monopaziente, economica e affidabile, garantisce l'igiene assoluta in quanto confezionata singolarmente.

Facile da sostituire, non necessita di calibrazione.

La turbina monouso MIR con boccaglio integrato è progettata per garantire massima igiene, precisione e praticità durante l'esecuzione di esami spirometrici professionali. Confezionata singolarmente, rappresenta una soluzione affidabile per l'utilizzo quotidiano in ambulatori, ospedali, centri specialistici e strutture sanitarie.

Grazie alla struttura monouso con boccaglio integrato, il dispositivo consente di ridurre il rischio di contaminazioni crociate e semplifica le procedure operative durante gli esami respiratori. La turbina è pronta all'uso e non necessita di calibrazione, permettendo un

notevole risparmio di tempo durante le attività cliniche.

Il sistema è compatibile con spirometri MIR ed è progettato per garantire misurazioni accurate e costanti nel tempo. La confezione da 60 pezzi è ideale per strutture sanitarie con elevato volume di test spirometrici e utilizzo frequente.

La qualità costruttiva e la praticità d'impiego rendono queste turbine una scelta professionale per chi necessita di accessori affidabili e conformi agli standard igienici richiesti in ambito medico.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve la turbina monouso MIR?

Serve per eseguire test spirometrici in modo igienico e sicuro.

È compatibile con spirometri MIR?

Sì, è progettata per dispositivi spirometrici MIR compatibili.

Il boccaglio è integrato?

Sì, il boccaglio è già integrato nella turbina monouso.

La turbina necessita di calibrazione?

No, è pronta all'uso e non richiede calibrazione.

Quanti pezzi contiene la confezione?

La confezione contiene 60 turbine monouso.

Turbina monouso MIR con boccaglio integrato confezione da 60 pezzi.

Accessorio per spirometria professionale, igienico, pratico e pronto all'uso.