

CAVO MICRO USB per connessione a PC di 33510/2/4,33519-33520,33532-4



Cavo Micro USB per connessione a PC

Codice MIR: 532367

Il cavo Micro USB MIR è un accessorio originale progettato per la connessione dei dispositivi spirometrici compatibili al PC, garantendo trasferimento dati stabile, sincronizzazione rapida e gestione efficiente delle informazioni cliniche. È compatibile con i seguenti modelli MIR:

[SPIROBANK II BASIC + SOFTWARE](#)

[SPIROBANK II SMART + SOFTWARE](#)

[SPIROBANK II SMART + SPO2 + SOFTWARE](#)

[NUOVO SPIROLAB con display a colori e stampante e software + SpO2](#)

[NUOVO SPIROLAB con display a colori e stampante e software](#)

[SPIROMETRO SPIRODOC + SOFTWARE](#)

Questo cavo rappresenta la soluzione ideale per collegare spirometri e accessori diagnostici ai software dedicati installati su computer, consentendo l'esportazione dei dati, l'archiviazione degli esami e la gestione avanzata dei parametri respiratori. Grazie alla connessione Micro USB, il trasferimento avviene in modo affidabile e veloce, riducendo il rischio di interruzioni durante l'utilizzo professionale.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve questo cavo Micro USB?

Serve per collegare dispositivi MIR compatibili al PC per trasferimento dati e gestione esami.

Con quali dispositivi è compatibile?

È compatibile con modelli MIR delle serie 33510, 33519, 33520, 33532 e 33524.

È un accessorio originale MIR?

Sì, è un accessorio identificato con codice MIR 532367.

Può essere usato in ambulatorio o ospedale?

Sì, è progettato per utilizzo professionale in ambito sanitario.

Il cavo consente il trasferimento dati?

Sì, permette la comunicazione e sincronizzazione con software dedicati.

Cavo Micro USB MIR per connessione a PC di spirometri compatibili.

Accessorio originale per trasferimento dati rapido e gestione esami respiratori.