

SONDA SpO2 ADULTI - ricambio per NUOVO SPIROLAB MIR cod. 33520



Sonda SpO2 per adulti (codice MIR 919024).

La sonda SpO2 per adulti è un sensore di ricambio professionale progettato per il monitoraggio accurato della saturazione di ossigeno nel sangue e della frequenza cardiaca.

Compatibile con dispositivi MIR associati al codice 33520 ([NUOVO SPIROLAB con display a colori e stampante e software + SpO2](#))

Questa sonda è pensata per utilizzo in ambito ospedaliero, ambulatoriale e specialistico, dove è necessario effettuare controlli affidabili dei parametri vitali del paziente. Grazie alla struttura ergonomica e al design compatto, consente un'applicazione pratica e confortevole durante il monitoraggio SpO2.

Il sensore offre elevata sensibilità di rilevazione e stabilità del segnale, contribuendo a ottenere dati precisi anche durante utilizzi prolungati. È ideale come ricambio originale per sostituire sonde usurate o danneggiate, mantenendo elevate le prestazioni del dispositivo

medico compatibile.

La qualità costruttiva garantisce durata nel tempo e affidabilità in contesti sanitari ad utilizzo intensivo, risultando adatta a cliniche, ospedali, studi specialistici e servizi di monitoraggio respiratorio.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve la sonda SpO2?

Serve per rilevare saturazione di ossigeno e frequenza cardiaca del paziente.

Per quali pazienti è indicata?

È progettata per utilizzo su pazienti adulti.

Con quali dispositivi è compatibile?

È compatibile con dispositivi MIR associati al codice 33520 ([NUOVO SPIROLAB con display a colori e stampante e software + SpO2](#)).

È una sonda di ricambio?

Sì, è un sensore sostitutivo professionale.

Può essere utilizzata in ospedale o ambulatorio?

Sì, è indicata per utilizzo professionale sanitario.

Sonda SpO2 adulti compatibile con [MIR NUOVO SPIROLAB cod. 33520](#).

Sensore professionale di ricambio per monitoraggio saturazione ossigeno e frequenza cardiaca.