


SONDA SpO2 PEDIATRICA - ricambio per MIR NUOVO SPIROLAB cod. 33520



Sonda SpO2 pediatrica (codice MIR 939006 + 919200).

Compatibile con [MIR NUOVO SPIROLAB](#)

La sonda SpO2 pediatrica è un sensore professionale di ricambio progettato per il monitoraggio preciso della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca nei pazienti pediatrici. Compatibile con dispositivi MIR associati al codice 33520, è pensata per garantire affidabilità, comfort e precisione nelle rilevazioni cliniche dedicate ai bambini.

Grazie alle dimensioni ridotte e alla struttura ergonomica, la sonda assicura una corretta applicazione anche su pazienti pediatrici, contribuendo a ottenere misurazioni stabili e accurate durante il monitoraggio. È indicata per utilizzo in ospedali, reparti pediatrici, ambulatori specialistici e strutture sanitarie dove sia necessario il controllo continuo dei parametri vitali.

La tecnologia di rilevazione consente un monitoraggio efficace della SpO2 e del battito cardiaco, mantenendo elevata sensibilità del segnale e affidabilità diagnostica. Ideale come ricambio originale per dispositivi compatibili, permette di mantenere operative le apparecchiature di monitoraggio senza compromettere la qualità delle misurazioni.

Realizzata con materiali resistenti e adatti ad utilizzo sanitario professionale, la sonda pediatrica MIR garantisce lunga durata e ottime prestazioni anche in ambienti ad utilizzo intensivo.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve la sonda SpO2 pediatrica?

Serve per monitorare saturazione di ossigeno e frequenza cardiaca nei bambini.

Con quali dispositivi è compatibile?

È compatibile con dispositivi MIR associati al codice 33520 ([NUOVO SPIROLAB MIR](#)).

È indicata per uso ospedaliero?

Sì, è adatta per utilizzo professionale in ambito sanitario e pediatrico.

È una sonda di ricambio originale?

Sì, è un accessorio compatibile identificato dai codici MIR dedicati.

Può essere utilizzata per monitoraggi continui?

Sì, è progettata per garantire rilevazioni stabili e affidabili.

Sonda SpO2 pediatrica compatibile con [MIR NUOVO SPIROLAB](#) cod. 33520.

Sensore professionale per monitoraggio saturazione ossigeno e frequenza cardiaca nei bambini.