

SONDA MONOUSO neonato <3 Kg, adulti > 40 kg
Nellcor comp. conf. 10 pz.



Sensore SpO2 monouso

- Per neonati 3 kg (piede neonato) • Per adulti >40 kg (dito adulto)

Compatibilità:

- NELLCOR (non compatibile con Nellcor Oximax)

Tutti i sensori sono forniti in confezione sterile con cavo da 70 cm.

Gamma di misurazione SpO2: 70%~100%

Precisione: 70%~100% $\pm 2\%$; sotto 70%: non specificato

Gamma di misurazioni pulsazioni: 30~250 bpm

Precisione: ± 2 bpm di 2% (la maggiore)

Sensore ottico:

luce rossa (lunghezza d'onda 650~670 nm, 6,65 mW)

infrarossi (lunghezza d'onda 880~910 nm, 6,75 mW)