

## **SONDA MONOUSO bimbo 3-20 Kg Nellcor comp. conf. 10 pz.**



Sensore SpO2 monouso

- Per bimbo 3-20 kg

Compatibilità:

- NELLCOR (non compatibile con Nellcor Oximax)

Tutti i sensori sono forniti in confezione sterile con cavo da 70 cm.

Gamma di misurazione SpO2: 70%~100%

Precisione: 70%~100%  $\pm 2\%$ ; sotto 70%: non specificato

Gamma di misurazioni pulsazioni: 30~250 bpm

Precisione:  $\pm 2$  bpm di 2% (la maggiore)

Sensore ottico:

luce rossa (lunghezza d'onda 650~670 nm, 6,65 mW)

infrarossi (lunghezza d'onda 880~910 nm, 6,75 mW)