

MODULO SIDESTREAM RESPIRONICS LOFLO ETCO2



SENSORE CO2 SIDESTREAM LOFLO per pazienti intubati e non intubati

Sensore di CO2 flessibile e compatto che fornisce un monitoraggio costante e affidabile della CO2 di pazienti adulti, pediatrici e neonati. Nessuna calibrazione richiesta. Velocità di campionamento di 50 ml / minuto.

COMPATIBILITÀ:

Bionet BM5, BM5 Pro

Creative K15

Mindray Vari

Philips Vari