

## **MODULO MAINSTREAM RESPIRONICS CAPNOSTAT ETCO2**



SENSORE CO2 CAPNOSTAT MAINSTREAM per pazienti intubati

Sensore di CO2 mainstream piccolo, resistente e leggero, fornisce un monitoraggio accurato e affidabile per tutti i pazienti intubati, dai neonati agli adulti. Nessuna calibrazione richiesta. Misura rapida delle vie aeree.

COMPATIBILITÀ:

Bionet BM5, BM5 Pro

Creative K15

Mindray Vari

Philips Vari