

SUPER AGO



Super ago - Precisione e affidabilità per uso medicale

Il Super ago è progettato per assicurare sicurezza e massima efficacia durante procedure di iniezione o prelievo, risultando uno strumento indispensabile sia in ambiente ospedaliero che ambulatoriale. Grazie a materiali di elevata qualità e a una progettazione avanzata, offre robustezza contro il rischio di piegature, garantendo risultati sempre affidabili e un'esperienza più confortevole per il paziente.

Vantaggi principali

Ottimale per applicazioni professionali in medicina e diagnostica.

Punta affinata per una penetrazione rapida e delicata, riducendo il disagio del paziente.

Sistema monouso, ideale per mantenere lo standard igienico richiesto nel settore medicale.

Adatto come ricambio opzionale per kit, ecografi e sistemi diagnostici portatili.

Compatibile con numerosi dispositivi medicali.

Costruzione robusta per minimizzare rotture o inceppamenti anche in uso intensivo.