


AUTO IMT



AUTO IMT - opzionale

L'opzione Auto IMT è un'estensione software avanzata per apparecchi ecografici portatili o semistazionari CHISON, progettata per la misurazione automatica dello spessore intima-media (IMT) delle pareti vascolari.

- L'algoritmo integrato: traccia automaticamente le interfacce intima/media e media/avventizia;
- fornisce un valore numerico dello spessore intima-media in modo rapido ed efficiente;
- è utilizzabile in particolare nei vasi carotidi e in altre applicazioni vascolari, contribuendo alla valutazione precoce dell'aterosclerosi e del rischio cardiovascolare.