

ECOGRAFO A COLORI CHISON QBit5 con carrello e Doppler avanzato per diagnosi professionale



ECOCOLORDOPPLER QBit5 - schermo piatto LED 15" ad alta risoluzione.

Fornito con 2 connettori per sonda e 1 supporto connessione per sonde, carrello, tastiera, archivio immagini: HardDisk 32 GB, 6 porte USB, formato VGA, senza sonde.

Doppler conveniente e affidabile dotato di tecnologia avanzata: composizione immagine, quad beam, Q-image, Q-flow, contrasto X permettono di ottenere immagini eccellenti. Il flusso di lavoro lineare e il design ergonomico migliorano l'efficienza.

Modalità immagine:

- CFM
- PW
- Doppler pulsato/PD Direzionale
- B/BC
- chroma B/M/PW/CW
- B, 2B, 4B, B/M, M
- trapezoidale su sonda lineare

Elaborazione delle immagini:

- Riduzione algoritmo Speckle (SRA)
- stampa diretta da PC o video stampante
- ottimizzazione immagine automatica (AIO)
- fusione armonica immagini (FHI)

Funzione speciale radiologia: orientamento 2D e gancio (opzionale)

Sonda phased array e pacchetto: la funzione phased array include CW, TDI, ECG, Colore M e pacchetto di calcolo completo incluso PISA/Dp/Dt.

Dimensioni: 747 x 517 x 1283 mm

Peso netto: 50 Kg

L'ecografo a colori Chison QBit5 è un sistema diagnostico avanzato progettato per offrire immagini ad alta risoluzione e prestazioni elevate in ambito clinico. Dotato di carrello completo con monitor integrato, tastiera e sistema di archiviazione su hard disk da 32 GB, garantisce un utilizzo pratico e organizzato in ambienti ambulatoriali e ospedalieri.

Grazie alla tecnologia Doppler avanzata e alle numerose modalità di imaging, tra cui B, B/M, PW, CFM e Power Doppler, consente un'analisi dettagliata dei flussi sanguigni e delle strutture anatomiche. Le tecnologie integrate di ottimizzazione dell'immagine migliorano la qualità diagnostica, offrendo immagini nitide e precise anche in condizioni complesse.

Il sistema supporta sonde multiple e applicazioni cliniche diversificate, tra cui esami cardiovascolari, addominali e superficiali. Le funzionalità di gestione e archiviazione dei dati, unite alla possibilità di stampa e connessione a dispositivi esterni, rendono il flusso di lavoro efficiente e completo.

Robusto e versatile, l'ecografo Chison QBit5 rappresenta una soluzione professionale ideale per chi necessita di un dispositivo affidabile, potente e adatto a molteplici applicazioni diagnostiche.

FAQ - Domande e Risposte

Che tipo di imaging supporta?

Supporta modalità B, B/M, Doppler PW, CFM e Power Doppler.

È adatto per uso professionale?

Sì, è progettato per ambulatori, cliniche e strutture sanitarie.

Dispone di sistema di archiviazione?

Sì, include hard disk da 32 GB per gestione dati e immagini.

Supporta diverse sonde?

Sì, è compatibile con più tipologie di sonde per varie applicazioni.

È dotato di carrello?

Sì, è fornito con carrello completo per un utilizzo pratico.

Ecografo a colori Chison QBit5 con Doppler avanzato, imaging ad alta risoluzione e carrello completo per diagnosi professionale accurata.