

COLOR DOPPLER MINDRAY Z50 con 2 connettori sonda



ECOGRAFO PORTATILE A COLORI MINDARAY Z50 con display LCD ad alta risoluzione 15", 2 connettori sonda, hard disk 500GB, 4 porte USB, pacchetto software, multipli, senza sonde.

Sistema doppler a colori che offre una rara combinazione di alte prestazioni e basso costo.

Immagini di alta qualità, accessibilità, versatilità e mobilità in un unico sistema Doppler portatile.

Versatilità

- modalità scansione: B, Colore, PW, Power, M, FreeXros M
- modalità visualizzazione immagine: B, 2B, 4B, B/C, B/M, B/PW, Triplex PW
- applicazioni: ABD/OB/GYN/CAR/SML/URO/VAS/ORTH/EM/NERVE
- varietà sonde: Convesse, Lineari, Micro-convesse, Endocavità
- angolatura di scansione estesa tramite ExFov
- sonda lineare ad alta frequenza per la scansione superficiale

Produttività

- iTouch: ottimizzazione rapida dell'immagine con un click
- iZoom: ingrandimento a pieno schermo istantaneo con un click
- iStation: piattaforma di revisione e analisi database dei pazienti
- Clipboard: esecuzione, anteprima e condivisione di cineloop
- Molteplici formati di immagine: BPM, JPG, DCM, AVI, DCM, CIN

Portatile

- forma compatta e affusolata peso 8,1 kg
- monitor LCD da 15 pollici con funzione di inclinazione di 60 gradi
- doppi connettori universali trasduttori
- tastiera retroilluminata a due livelli per varie esigenze
- borsa portatile per facilitarne il trasporto
- 1,5 h di scansione senza interruzione con batteria ricaricabile

Manuale su CD: GB, FR, IT, ES, PT, DE, RU, BR.

Schermo: LCD 15", alta risoluzione 1024x768

Software interno + input tastiera: GB, FR, IT, ES, PT, RU, PL, CZ, DE

Digitazione tastiera: TR, FI, DK, NO, SE

Alimentazione: AC 100-240 V - 50/60Hz - batteria agli ioni di litio ricaricabile - su richiesta

Dimensioni e peso: 19x41,5xh 37,8 cm; 8,1 kg senza batteria